Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA)

LM-PI-UP-03-2015

EXPERIMENTOS A PEQUEÑA ESCALA USANDO MESA VIBRATORIA Y SU COMPARACIÓN CON PREDICCIONES ANALÍTICAS

Manual del Estudiante

Preparado por:

Unidad de Puentes

Proyecto desarrollado por:

University Consortium on Instructional Shake Tables (UCIST)



San José, Costa Rica

Noviembre de 2015

Página intencionalmente dejada en blanco

1. Informe: LM-PI-UP-03-2015				2. Copia No. 1				
3. Título y subtítulo:		4. Fecha del informe						
EXPERIMENTOS A PEQUEÑA ESCALA USANDO MESA VIBRATORIA Y SU 04 Noviembre 2015								
COMPARACIÓN CON PREDICCIONES ANALÍTICAS - Manual del Estudiante								
5. Organización v dirección								
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica Tel: (506) 2511-2500 / Fax: (506) 2511-4440								
6. Notas complementarias								
Ninguna.								
Este manual del estudiante contiene instrucciones para un conjunto de experimentos para ser desarrollados usando la mesa vibratoria del Consorcio de Universidades de Mesas Vibratorias Instructivas (UCIST por sus siglas en inglés). El objetivo final es comparar los resultados obtenidos de una simulación sísmica utilizando la mesa vibratoria del UCIST con resultados analíticos usando el programa SAP2000. 8. Palabras clave 9. Nivel de seguridad: 10. Núm. de páginas								
escala, registros sísmicos, desp	lazamiento	Ninguno		U-T				
11. Informe por: Eduardo Montalto Bolaños Asistente Unidad de Puentes	12. Revisad Ing. Pablo Agüero Unidad de	o por: Barrantes, M. Sc. e Puentes						
Fecha: 14/09/2015 Pablo Aquero Burrantes Fècha: 18/09/2015								
13. Revisado por:	15. Apro	bado por:						
Ing. Yi-Cheng Liu Kuan. Unidad de Puentes	ieng Liu Kuan. Ing. Roy Barrantes Jiménez. Ing. Gui de Puentes Coordinador, Unidad de Puentes Coordinador							
1 3,6X	3.10 1.10							
Fecha: 08 / 10 / 2015	Fecha: 02	/11/2015	Feo	cna: 04 / 11 / 2015				





Página intencionalmente dejada en blanco





TABLA DE CONTENIDOS

1.	. Resumen	6
2	. Introducción	6
3.	. Equipo del UCIST y especificaciones de la mesa vibratoria	7
4	. Especificaciones del modelo tridimensional	8
	4.1 Cómo construir el modelo tridimensional	8
	4.2 Vistas en planta del modelo tridimensional	11
	4.3 Esquema del modelo tridimensional	13
	4.4 Propiedades de los materiales del modelo tridimensional	13
	4.5 Experimento para determinar las propiedades del modelo tridimensional	14
	4.6 Experimento para determinar la rigidez	
	4.7 Experimento para determinar el amortiguamiento	24
5	. Determinación de la escala del sismo	26
6	. Experimentos con la mesa vibratoria del UCIST	29
	6.1 Experimento de aceleraciones	29
	6.2 Experimento de desplazamientos	
7.	. Modelo en SAP2000	32
8	. Referencias	34
	~M VOY	

LM-PI-UP-03-2015			Fe	cha	a d	le e	emi	isiói	n: ()4	de	no	vie	mb	re d	le 2	2015				Págir	na 5 d	e 34
												_						 	~	 			





1. RESUMEN

Este manual del estudiante contiene instrucciones para un conjunto de experimentos para ser desarrollados usando la mesa vibratoria del Consorcio de Universidades de Mesas Vibratorias Instructivas (UCIST por sus siglas en inglés). El objetivo final es comparar los resultados obtenidos de una simulación sísmica utilizando la mesa vibratoria del UCIST con resultados analíticos usando el programa SAP2000.

2. INTRODUCCIÓN

Este manual abarca los pasos necesarios para ejecutar una simulación sísmica en la mesa vibratoria del UCIST y crear el modelo correspondiente en el programa SAP2000. El manual inicia con información básica sobre la mesa vibratoria del UCIST y explica cómo construir el modelo tridimensional que será utilizado en los experimentos. Continúa explicando cómo determinar las propiedades del modelo tridimensional, incluyendo la rigidez y el amortiguamiento. También se incluye una sección sobre la forma de determinar la escala para cada sismo que utiliza la mesa vibratoria del UCIST. Luego se explica cómo determinar las aceleraciones como una función del tiempo para cada piso y el desplazamiento relativo máximo de la planta superior. El manual finaliza con los pasos necesarios para elaborar el modelo analítico con el programa SAP2000.



LM-PI-UP-03-2015	5
------------------	---





3. EQUIPO DEL UCIST Y ESPECIFICACIONES DE LA MESA VIBRATORIA

La mesa del UCIST (modelo *Shake Table II* desarrollada por la empresa canadiense Quanser) es una mesa vibratoria portátil uniaxial (desplazamiento longitudinal en una dirección), la cual es controlada mediante computadora (ver Figura 1). Esta es efectiva para una amplia variedad de experimentos que incluyen estructuras de ingeniería civil. Las especificaciones técnicas de la mesa se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Especificaciones técnicas de la mesa vibratoria Shake Table II de Quanser

Valor	
75,8 N	
2,5 g	
0 – 20 Hz	
664,9 mm/s	
457,2 mm x 457,2 mm	
± 76,2 mm	
267,5 N	
	Valor 75,8 N 2,5 g 0 – 20 Hz 664,9 mm/s 457,2 mm x 457,2 mm ± 76,2 mm 267,5 N



Figura 1. Mesa vibratoria Shake Table II de Quanser Fuente: Quanser, 2014

LM-PI-UP-03-201	5
-----------------	---

Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015





4. ESPECIFICACIONES DEL MODELO TRIDIMENSIONAL

Esta sección explica el proceso para construir el modelo tridimensional, muestra las vistas en planta del modelo, presenta las propiedades de los materiales y explica cómo determinar las propiedades del modelo (masa, dimensiones, rigidez, amortiguamiento). Construir el modelo es un paso necesario para ensayarlo en la mesa del UCIST. La determinación de las propiedades del modelo debe ser realizada antes de crear el modelo computacional en SAP2000.

4.1 Cómo construir el modelo tridimensional

4.1.1 Objetivo

Esta sección explica cómo construir el modelo tridimensional que será ensayado en la mesa vibratoria del UCIST.

4.1.2 Materiales

- 1. Placa de aluminio de 610 mm x 915 mm de 6,60 mm de espesor.
- 2. 4 barras roscadas de acero de 5 mm de diámetro y 1000 mm de longitud.
- 3. 16 adaptadores modificados
- 4. 28 tuercas y 28 arandelas
- 5. Mesa para ensayos a escala con accesorios

4.1.3 Procedimiento

- 1. La placa de aluminio se corta en cuatro piezas iguales de 299 x 454 mm.
- Perfore agujeros con rosca en cada esquina de las placas de 299 x 454 mm para insertar los adaptadores modificados (4 adaptadores por placa). Ver Figura 4 para la ubicación de los agujeros.
- 3. Perfore cuatro agujeros a cada 63,5 mm centro a centro en las placas para fijar los acelerómetros de Quanser. (Ver Figura 4)

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 8 de 34
------------------	---	----------------





- 4. Perfore agujeros en la placa de la base a cada 82,6 mm centro a centro para fijarla en la mesa vibratoria. (Ver Figura 5)
- 5. En el interior de cada adaptador se construye una rosca.
- 6. Ajuste las barras roscadas en el nivel inferior y apriete las tuercas.
- Introduzca las tuercas inferiores, luego la placas y finalmente las tuercas superiores de cada nivel. (Ver Figura 2)
- 8. Ajuste la altura de cada nivel y apriete las tuercas para sostener cada nivel. Cada nivel debe estar espaciado a 327 mm centro a centro.



Figura 2. Detalle de conexión entre la placa y la barra roscada

LM-PI-UP-03-2015		Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 9 de 34			
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica						

LanammeUCR





Figura 3. Modelo tridimensional anclado a la mesa de pruebas

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 10 de 34				
l aboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica						





4.2 Vistas en planta del modelo tridimensional



Figura 4. Distribución en planta de los niveles 1 – 3 del modelo tridimensional Fuente: Miller y Shonkwiler, s.f.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 11 de 34					
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica							
Apartado Postal: 11501-2060, San José, Costa Rica Tel: (506) 2511-2500, Fax: (506) 2511-4440							

LanammeUCR





Figura 5. Distribución en planta de la base del modelo tridimensional Fuente. Miller y Shonkwiler, s.f.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 12 de 34					
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica							
Apartado Post	x: (506) 2511-4440						





4.3 Esquema del modelo tridimensional



4.4 Propiedades de los materiales del modelo tridimensional

En el Cuadro 2 se muestran las propiedades de los materiales utilizados para la construcción del modelo; se recuerda que las placas de los pisos están hechas de aluminio y las barras que conectan los niveles son de acero.

Propiedad	Unidad	Acero	Aluminio
Gravedad especifica (Y)	kN/m ³	76,8	26,7
Módulo de elasticidad (E)	MPa	191000	68900
Módulo de cortante (G)	MPa	73500	25900
Módulo de Poisson (v)	-	0,30	0,33

Cuadro 2	Propiedades	de los	materiales	del	modelo
----------	-------------	--------	------------	-----	--------

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 13 de 34





4.5 Experimento para determinar las propiedades del modelo tridimensional

4.5.1 Objetivo

El propósito de este ejercicio es determinar la masa y dimensiones del modelo tridimensional. Estas serán requeridas como datos de entrada en el modelo computacional en SAP2000.

4.5.2 Equipo

- 1. Modelo tridimensional
- 2. Vernier
- 3. Metro
- 4. Balanza

4.5.3 Procedimiento

- 1. Desarme el modelo. Nota: Los adaptadores pueden permanecer adheridos a cada piso.
- 2. Mida y registre las dimensiones de cada elemento (dimensiones de las placas, barras y espaciamiento).
- 3. Pese y registre el peso de cada elemento.
- 4. Ensamble nuevamente el modelo.

LanammeUCR





Figura 7. Medición del espaciamiento entre placas del modelo



Figura 8. Medición de las dimensiones de las placas

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 15 de 34
La	oratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad	de Costa Rica

LanammeUCR





Figura 10. Pesaje de las placas del modelo

FAVOR NO MOVER

LM-PI-UP-03-2015		Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 16 de 34
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			







LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 17 de 34	
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			





4.6 Experimento para determinar la rigidez

4.6.1 Objetivo

Este experimento fue diseñado para medir la rigidez entre pisos del modelo tridimensional que fue construido como complemento de la mesa vibratoria del UCIST. La rigidez no se introduce directamente en el modelo de SAP2000, pero deber ser revisada para asegurar la exactitud del modelo computacional.

4.6.2 Equipo

- 1. Computadora
- 2. Modelo tridimensional
- 3. Mesa de pruebas
- 4. Cuerdas
- 5. Conjunto de pesas
- 6. Pernos y placas para anclaje a mesa
- 7. Dos columnas de aluminio con placas y pernos
- 8. Placas para fijación de niveles
- 9. Transductor de desplazamientos láser
- 10. Fuente de poder
- 11. Celda de carga de 450 N y accesorio para anclarla al modelo
- 12. Sistema de adquisición de datos
- 13. Amarras plásticas
- 14. Angular de aluminio con agujeros

4.6.3 Procedimiento

- 1. Calibre la celda de carga. (Ver Figura 12)
- 2. Fije una de las columnas de aluminio a la mesa de pruebas.
- 3. Coloque el modelo tridimensional en la mesa de pruebas. Ajuste la posición del modelo tridimensional de forma tal que los niveles se puedan fijar por medio de las placas conectadas a la columna de aluminio.
- 4. Utilice los pernos y placas de aluminio para fijar el modelo a la mesa de pruebas.

1 7		
LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 18 de 34





- 5. Amarre el transductor de desplazamientos láser a la pieza de aluminio que será utilizada como soporte para el sensor. Para ello, utilice las amarras plásticas.
- Fije la segunda columna de aluminio a la mesa de pruebas a una distancia adecuada para sujetar la base del láser de forma que este pueda medir los desplazamientos de cada nivel. (Ver Figura 13)
- 7. Conecte el láser al sistema de adquisición de datos y a la fuente de poder.
- 8. Conecte la celda de carga al sistema de adquisición de datos.
- 9. Determine K1 (rigidez entre la base y el nivel 1) (Ver Figura 14)
 - a. Posicione el transductor de desplazamientos láser de forma tal que se puedan medir los desplazamientos del primer nivel. Para ello, sujete la pieza de aluminio que sirve de soporte del láser de tal manera que el sensor quede justo sobre el primer nivel del edificio.
 - b. Coloque el angular de aluminio sobre el nivel 1.
 - c. Fije la celda de carga y su accesorio al nivel 1.
 - d. Desplace horizontalmente de manera incremental el nivel 1 halando de la manigueta conectada a la celda de carga.
 - e. Registre los desplazamientos y la fuerza por medio del programa experimento_rigidez.vi de LabVIEW.
- 10. Determine K2 (rigidez entre el nivel 1 y 2) (Ver Figura 15)
 - a. Fije la placa de apoyo al nivel 1 del modelo y a la primera columna de aluminio.
 - b. Posicione el transductor de deformaciones láser de forma tal que se puedan medir los desplazamientos del segundo nivel. Para ello, sujete la pieza de aluminio que sirve de soporte del láser de tal manera que el sensor quede justo sobre el segundo nivel del edificio.
 - c. Coloque el angular de aluminio sobre el nivel 2. Puede ser necesario utilizar un blanco de mayor tamaño dependiendo de la ubicación del láser.
 - d. Fije la celda de carga y su accesorio al nivel 2.
 - e. Desplace horizontalmente de manera incremental el nivel 2 halando de la manigueta conectada a la celda de carga.
 - f. Registre los desplazamientos y la fuerza por medio del programa experimento_rigidez.vi de LabVIEW.
- 11. Determine K3 (Ver Figura 16)

|--|





- a. Fije las placas de apoyo a los niveles 1 y 2 del modelo y a la primera columna de aluminio.
- b. Posicione el transductor de desplazamientos láser de forma tal que se puedan medir los desplazamientos del tercer nivel. Para ello sujete la pieza de aluminio que sirve de soporte del láser de tal manera que el sensor quede justo sobre el tercer nivel del edificio.
- c. Coloque el angular de aluminio sobre el nivel 3. Puede ser necesario utilizar un blanco de mayor tamaño dependiendo de la ubicación del láser.
- d. Fije la celda de carga y su accesorio al nivel 3.
- e. Desplace horizontalmente de manera incremental el nivel 3 halando de la manigueta conectada a la celda de carga.
- f. Registre los desplazamientos y la fuerza por medio del programa experimento_rigidez.vi de LabVIEW.
- 12. Desatornille las placas de fijación, desconecte los sensores y guarde el equipo.



Figura 11. Esquema del ensamble para la determinación de la rigidez de cada nivel Fuente: Miller y Shonkwiler, s.f.

Adicionalmente, se recomienda al estudiante:

- construir analíticamente la ecuación del movimiento del sistema de 3 grados de libertad traslacionales;
- hacer el análisis de valores propios de matriz de 3x3;
- comparar las frecuencias naturales obtenidas analíticamente con las frecuencias obtenidas experimentalmente.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 20 de 34	







Figura 12. Calibración de la celda de carga



Figura 13. Colocación del láser y del blanco

LM-PI-UP-03-2015		Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 21 de 34
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			

LanammeUCR





Figura 14. Colocación del modelo y sensores para medición de K1



Figura 15. Colocación del modelo y sensores para medición de K2

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 22 de 34	
Laboratoria Marianal da Matarialas y Madalas Estructurales . Universidad da Osota Disc			

LanammeUCR





Figura 16. Colocación del modelo y sensores para medición de K3



LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 23 de 34	
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			





4.7 Experimento para determinar el amortiguamiento

4.7.1 Objetivo

Este experimento está diseñado para determinar el coeficiente de amortiguamiento del modelo tridimensional por medio de una prueba de vibración forzada. El coeficiente de amortiguamiento es un dato de entrada importante para el modelo en SAP2000.

4.7.2 Equipo

- 1. Modelo tridimensional
- 2. Mesa vibratoria del UCIST (mesa y Universal Power Module)
- 3. Computadora (con QUARC, LabVIEW y Excel)
- 4. Sistema de adquisición de datos
- 5. Transductor de desplazamientos láser
- 6. Columna de aluminio con placas y pernos
- 7. Mesa de pruebas
- 8. Placa para sostener el láser
- 9. Fuente de poder
- 10. Amarras plásticas
- 11. Pieza de plexiglás

4.7.3 Procedimiento

- 1. Coloque el modelo tridimensional en la mesa vibratoria.
- 2. Utilice los tornillos para fijar el modelo a la mesa vibratoria.
- 3. Fije la columna de aluminio a la mesa de pruebas a una distancia adecuada para sujetar la base del láser de manera que este pueda medir los desplazamientos del tercer nivel.
- 4. Amarre el transductor de desplazamientos láser a la placa de aluminio que será utilizada como soporte para el sensor. Para ello, utilice las amarras plásticas.
- 5. Fije la base del láser a la columna de aluminio de forma tal que el sensor quede justo debajo del tercer nivel del edificio.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 24 de 34	
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			





- 6. Conecte el transductor de desplazamientos láser al sistema de adquisición de datos y a la fuente de poder.
- Coloque la pieza de plexiglás debajo del tercer nivel. Es importante verificar que el movimiento del modelo tridimensional quede dentro del rango de medición del transductor de desplazamientos.
- 8. Registre el movimiento de la estructura por medio del programa experimento_amortiguamiento.vi de LabVIEW.
- 9. Inicie el programa Shake Table II Software.
- 10. Corra un movimiento sinusoidal. Espere suficiente tiempo para que se disipe la respuesta transitoria del modelo y permanezca únicamente la respuesta estacionaria.
- 11. Exporte el gráfico de desplazamientos de LabVIEW a Microsoft Excel. Para ello, en el gráfico seleccione *Export Data to Excel.* Determine el pico del movimiento estacionario del modelo.
- 12. Corra el movimiento sinusoidal varias veces, manteniendo la amplitud del movimiento de la mesa constante y variando la frecuencia de la señal. En cada caso, determine la amplitud del movimiento estacionario del modelo como se indicó previamente.
- 13. Grafique la amplitud del movimiento del modelo en función de la frecuencia en Microsoft Excel para determinar f_n , f_a y f_b .



Figura 17. Determinación del amortiguamiento a partir de la curva de respuesta contra frecuencia Fuente: Chopra, 1995

14. Obtenga la razón de amortiguamiento $\xi = \frac{f_b - f_a}{2f_n}$.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 25 de 34	
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			





Nota: Se recomienda utilizar frecuencias en el rango de 2 – 3 Hz para determinar el amortiguamiento del primer modo de vibración del modelo. La amplitud del movimiento sinusoidal de la mesa no debe ser mayor a 1 mm, para evitar daños en el modelo.



Figura 18. Colocación de sensores para medición de amortiguamiento con vibración forzada

5. DETERMINACIÓN DE LA ESCALA DEL SISMO

5.1 Objetivo

El objetivo de este ejercicio es determinar el factor de escala que fue utilizado para escalar cada sismo, usando el programa *Shake Table II Software*.

5.2 Teoría

Sea S el factor de escala. Cuando se escala un sismo, los datos de aceleración se escalan a una razón 1:1, mientras que el tiempo es escalado a una razón de $1:\sqrt{S}$ (Ver Cuadro 3).

5.3 Equipo

LM-PI-UP-03-2015Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015		Página 26 de 34
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica		
Apartado Postal: 11501-2060, San José, Costa Rica Tel: (506) 2511-2500, Fax: (506) 2511-4440		





- 1. Mesa vibratoria del UCIST (mesa y Universal Power Module)
- 2. Computadora (con QUARC, LabVIEW y Excel)

5.4 Procedimiento

- 1. Seleccione el sismo a utilizar.
- 2. Inicie el programa Shake Table II Software.
- 3. Seleccione el sismo a utilizar.
- 4. Detenga el movimiento de la mesa cuando haya concluido el sismo.
- 5. Exporte el registro de aceleraciones de la mesa a Microsoft Excel. Para ello, en el gráfico seleccione *Export Data to Excel.* Guarde el archivo.
- Abra el archivo que contiene los datos originales del sismo en Microsoft Excel. Los archivos que contienen los datos originales de los sismos tienen una extensión del tipo .AT2. Guarde el archivo.
- 7. Grafique la aceleración en función del tiempo del sismo original y del escalado. Las gráficas deberían ser similares. Los valores de aceleración deberían ser de la misma magnitud pero la duración del sismo escalado debería ser menor a la del sismo original.
- 8. Si hay un periodo de tiempo al principio del sismo donde la aceleración es igual a cero, excluya estos datos del análisis.
- Encuentre la duración de principio a fin de las aceleraciones para cada conjunto de datos (escalado y original).
- 10. Use el concepto de que el tiempo esta escalado como una función de \sqrt{S} para calcular el factor de escala, S.

Factor de tiempo = \sqrt{S}

Por lo tanto, $S = (Factor \ de \ tiempo)^2$

11. Registre el factor de escala como a razón 1: S.

LM-PI-UP-03-2015	
------------------	--





Cuadro 3.	. Resumen	de factores	de escala	para res	puesta sísmica	de estructuras
-----------	-----------	-------------	-----------	----------	----------------	----------------

				Scale Fa	actors
(1)	(2)	Dimension (3)	True Replica Model (4)	Artificial Mass Simulation (5)	Gravity Forces Neglected Prototype Material (6)
Loading	Force, Q	F	$S_{E}S_{l}^{2}$	$S_E S_l^2$	S_l^2
	Pressure, q	FL^{-2}	SE	S_E	1
	Acceleration, a	LT-2	1	1	S_l^{-1}
	Gravitational acceleration, g	LT-2	1	1	Neglected
	Velocity, v	LT^{-1}	$S_{l}^{1/2}$	$S_{l}^{1/2}$	1
	Time, <i>t</i>	Т	$S_{l}^{1/2}$	$S_{l}^{1/2}$	S_l
Geometry	Linear dimension, <i>l</i>	L	S ₁	S_l	S_l
	Displacement, δ	L	S ₁	S_l	S_l
	Frequency, ω	T^{-1}	$S_l^{-1/2}$	$S_l^{-1/2}$	S_l^{-1}
Material properties	Modulus, E	FL^{-2}	S_E	S_E	1
	Stress, σ	FL^{-2}	S_E	S_E	1
	Strain, ε		1	1	1
	Poisson's ratio, v		1	1	1
	Mass density, p	$FL^{-4}T^2$	S_E/S_1	а	1
	Energy, EN	FL	$S_{E}S_{l}^{3}$	$S_E S_l^3$	S_l^3

^a $(g\rho l/E)_m = (g\rho l/E)_p$.



PICIO

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 28 de 34	
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			

LUCE





6. EXPERIMENTOS CON LA MESA VIBRATORIA DEL UCIST

Los siguientes dos experimentos están diseñados para recolectar los datos necesarios para la comparación con SAP2000.

6.1 Experimento de aceleraciones

6.1.1 Objetivo

El objetivo de este experimento es determinar la respuesta sísmica del modelo tridimensional cuando es sacudido por el sismo escalado de El Centro.

6.1.2 Equipo

- 1. Mesa vibratoria del UCIST (mesa y Universal Power Module)
- 2. Computadora (con QUARC, LabVIEW y Excel)
- 3. Modelo tridimensional
- 4. Acelerómetro
- 5. Sistema de adquisición de datos

6.1.3 Procedimiento

- 1. Asegure el modelo tridimensional a la mesa vibratoria del UCIST.
- 2. Conecte el acelerómetro a uno de los pisos del modelo tridimensional y al sistema de adquisición de datos.
- 3. Inicie el programa experimento_aceleraciones.vi de LabVIEW.
- 4. Inicie el programa Shake Table II Software.
- 5. Corra el sismo de El Centro (escalado).
- 6. Exporte el gráfico de aceleraciones de LabVIEW a Microsoft Excel. Para ello, en el gráfico seleccione *Export Data to Excel.* Guarde el archivo.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 29 de 34	





- Corra el sismo varias veces para recopilar al menos tres registros de aceleración para cada nivel del modelo (mesa, nivel 1, nivel 2 y nivel 3). Para ello, debe rotar el acelerómetro entre los distintos niveles del modelo.
- 8. Grafique cada registro de aceleraciones en Microsoft Excel para revisar la consistencia y hacer comparaciones.

6.2 Experimento de desplazamientos

6.2.1 Objetivo

El objetivo de este experimento es determinar el desplazamiento máximo del piso superior (nivel 3) relativo al piso inferior (mesa) cuando se corre el sismo escalado de El Centro en la mesa vibratoria del UCIST. Los datos obtenidos serán comparados con los resultados en SAP2000.

6.2.2 Equipo

- 1. Mesa vibratoria del UCIST (mesa y Universal Power Module)
- 2. Computadora (con QUARC, LabVIEW y Excel)
- 3. Modelo tridimensional
- 4. Mesa de pruebas
- 5. Sistema de adquisición de datos
- 6. Transductores de desplazamientos láser
- 7. Columna de aluminio con placas y pernos
- 8. Placas para sostener los láser
- 9. Fuente de poder
- 10. Amarras plásticas
- 11. Piezas de plexiglás

6.2.3 Procedimiento

1. Asegure el modelo tridimensional a la mesa vibratoria del UCIST.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 30 de 34	
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			





- 2. Fije la columna de aluminio a la mesa de pruebas a una distancia adecuada para sujetar las bases de los láser de manera que estos puedan medir los desplazamientos del tercer nivel y de la base.
- 3. Amarre cada transductor de desplazamientos láser a la placa de aluminio que será utilizada como soporte para el sensor. Para ello, utilice las amarras plásticas.
- 4. Fije la base del primer láser a la columna de aluminio de forma tal que el sensor quede justo sobre la mesa vibratoria.
- 5. Fije la base del segundo láser a la columna de aluminio de forma tal que el sensor quede justo debajo del tercer nivel del modelo. (Ver Figura 19)
- 6. Conecte los transductores de desplazamiento láser al sistema de adquisición de datos y a la fuente de poder.
- 7. Coloque una lámina de plexiglás sobre la base del modelo. Verifique que el movimiento del modelo tridimensional quede dentro del rango de medición del transductor de desplazamientos.
- 8. Coloque una lámina de plexiglás en la parte inferior del tercer nivel del modelo. Al igual que en el caso anterior, verifique que el movimiento del modelo tridimensional quede dentro del rango de medición del transductor de desplazamientos láser.
- Inicie el programa experimento desplazamientos.vi de LabVIEW.
- 10. Inicie el programa Shake Table II Software.

LUCEM

- 11. Corra el sismo de El Centro (escalado).
- 12. Exporte ambos gráficos de desplazamientos de LabVIEW a Microsoft Excel. Para ello, en los gráficos seleccione Export Data to Excel. Guarde los archivos.
- 13. Determine $\delta_{nivel 3} \delta_{mesa}$ a partir de los registros para hallar el desplazamiento relativo. ASPICIO STO





Figura 19. Colocación de los dos láser para medición de desplazamiento relativo

7. MODELO EN SAP2000

7.1 Objetivo

El objetivo de este ejercicio es generar datos a partir de un análisis computacional (usando un programa de análisis estructural), para poder compararlos con los resultados experimentales obtenidos por medio de la mesa vibratoria del UCIST.

7.2 Equipo

- 1. Computadora
- 2. SAP2000 o un programa similar

7.3 Procedimiento

- Ingrese la geometría y las propiedades de los materiales del modelo tridimensional. (Ver "4.3 Esquema del modelo tridimensional" y "4.4 Propiedades de los materiales del modelo tridimensional")
- 2. Ingrese el sismo escalado de El Centro usando la función de Time History Analysis.
- 3. Corra el modelo de SAP2000.

LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 32 de 34





- 4. Despliegue e imprima las gráficas de la aceleración en función del tiempo para cada nivel del modelo.
- Despliegue e imprima la gráfica del desplazamiento relativo en función del tiempo para el nivel superior del modelo. Anote el valor del máximo desplazamiento relativo. Compare esos resultados con los obtenidos con la mesa vibratoria del UCIST. (Ver "6. Experimentos en la mesa vibratoria del UCIST")



LM-PI-UP-03-2015	Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 33 de 34	
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica			





8. REFERENCIAS

Chopra, A. K. (1995). Dynamics of Structures. New Jersey: Prentice - Hall, Inc.

- Harris, H., & Sabnis, G. (1999). *Structural Modeling and Experimental Techniques.* Boca Raton, Florida: CRC Press LLC.
- Miller, T., & Shonkwiler, B. (s.f.). [Teaching Module]. *Small Scale Shake Table Experiments and Comparison to Analytical Predictions: Student Manual*. Oregon, Estados Unidos: Oregon State University.



LM-PI-UP-03-2015		Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2015	Página 34 de 34
L	boratorio	Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad	de Costa Rica